

ORINA DE 24 HORAS y ORINA COMPLETA

Cuando se levanta, deseche la primera orina de la mañana. A partir de ese momento, recolectar **todo** el volumen de orina que realiza durante todo el día, inclusive por la noche, hasta el día siguiente donde el 1er chorro de la mañana lo recolecta en el recipiente de 24 hs (donde venía recolectando el resto de la muestra) y el resto de la orina **directamente** en el recipiente pequeño estéril; si éste se llenara seguir orinando en el recipiente de 24 hs.

Recolectar el material en botellas descartables de agua mineral limpias, si es necesario utilizar un recipiente limpio y seco de boca ancha y luego trasvasar al envase grande.

Es muy importante para obtener resultados válidos y confiables que la recolección de las orinas de 24 horas sea completa sin que se pierda ninguna porción, aunque para ello sea necesario usar varios recipientes.

POR FAVOR CUMPLA CON ESTAS INSTRUCCIONES. LA CALIDAD ES NUESTRO OBJETIVO

Laboratorio Brandsen S.R.L
Brandsen 1670 PB. Capital Federal
Tel: 4301-1007 / 4302-6734